

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO-15189</b>
	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREANALITICOS</b>
	<b>Código:MA-LGA-002 v.1</b> <b>Fecha: 17/09/2016</b> <b>Páginas: 17/8</b>

**N°17**



*Comprometidos con su Salud*

**Examen: KOH**

Instrucciones para la toma de muestra:

1. Suspender la medicación antifúngica interna y/o externa durante un lapso no inferior a las 72 horas (3 días) antes de efectuar la toma de muestra; de igual modo se suspende el uso de pomadas, talcos, tinturas u otras sustancias que enmascaren la presencia, inhiban o alteren la viabilidad de los hongos.
2. No se limpiará el área afectada el día de la toma de muestra.
3. Si la superficie afectada son las uñas estas no deben estar pintadas.